	<b>ASSURANCE-QUALITÉ PRÉLÈVEMENTS</b> Chapitre 7 : Documentation Section : Feuilles instructions	F-PR-02
		VERSION 06 2017-08-31
<b>Recherche de sang occulte dans les selles (RSOS)</b>		STATUT : <u>ACCEPTÉE</u>

## Instructions

Vous trouverez ci-joint, la trousse de prélèvement pour le test de recherche de sang occulte dans les selles.

Afin d'assurer la qualité des résultats de l'analyse, vous devez :

- Faire le prélèvement en suivant les instructions qui se trouvent au verso de ce feuillet ;
- Inscrivez votre nom et prénom de même que votre date de naissance ainsi que la date et l'heure du prélèvement sur le contenant ;
- Éviter de laisser votre prélèvement exposé à des températures extrêmes (très chaud ou très froid).
- Rapporter l'échantillon au centre de prélèvements, avec la prescription du médecin, le plus rapidement possible, au plus tard 48 heures dès que la cueillette est terminée.


**Le résultat de votre test sera transmis à votre médecin.  
 Merci de votre collaboration**

Verso →


Rédigé par : Marie-Josée Dufour, T.M. R.T.	Véifié par : Dr Frédéric Bouchard, biochimiste clinique	Approuvé par : Dr Daniel Deslauriers, chef du département de biochimie	Date d'entrée en vigueur : 31 août 2017	Page 1 sur 2
---	---	--	--	--------------

# Recherche de sang occulte dans les selles (RSOS)


## F.I.T. TEST – Instructions aux usagers





- 1** Retirer les composantes de la trousse de prélèvement.



- 5** Tourner et soulever le capuchon vert pour ouvrir le récipient.




- 2** Déplier le papier de soie.




- 6** Avant que le papier ne s'enfonce dans l'eau, gratter légèrement la surface des selles avec le bâton d'échantillonnage vert.

Couvrir de selles toute la partie rainurée du bâton d'échantillonnage.

Seul un petit échantillon de selles est nécessaire, voir l'illustration.



- 3** Placer le papier de soie sur le dessus de l'eau dans la cuvette de la toilette. Ou si vous préférez, vous pouvez utiliser un contenant de plastique jetable ou une assiette en aluminium (à jeter après usage).



- 7** Insérer le bâton dans le récipient et enclencher le capuchon vert en position « fermé ».

Ne PAS rouvrir.

Vous laver les mains.



- 4** Déposer les selles sur le papier de soie ou le contenant.



- 8** Identifier votre prélèvement (nom, prénom, date de naissance, la date et l'heure du prélèvement).

Placer le récipient dans le sac refermable.

Rédigé par :  
Marie-Josée Dufour, T.M. R.T.

Véifié par :  
Dr Frédéric Bouchard, biochimiste  
clinique

Approuvé par :  
Dr Daniel Deslauriers, chef du  
département de biochimie

Date d'entrée en vigueur :  
31 août 2017

Page 2 sur 2